

спектрофлуориметр для измерений в частотной области (ISS, США). Хотя основной функцией спектрофлуориметра является измерений времени жизни флуоресценции и корреляционного времени вращения, прибор также может быть использован для регистрации спектров возбуждения и эмиссии, получения кинетических кривых, измерения интенсивности и анизотропии флуоресценции на выбранных длинах волн.




Рис. 2. Влияние концентрации индоцианина зелёного на его флуоресценцию в водном растворе. Концентрации составляют: 0,4 мкг/мл (1), 0,5 мкг/мл (2), 0,8 мкг/мл (3), 1 мкг/мл (4), 2 мкг/мл (5) и 4 мкг/мл (6).

Исследование показало, что деградация индоцианина зелёного в водных растворах описывается кинетикой (псевдо)первого порядка. При концентрации < 2 мкг/мл исследователи наблюдали увеличение интенсивности флуоресценции с увеличением концентрации вещества. Дальнейшее увеличение концентрации вещества приводило к уменьшению интенсивности флуоресценции и сдвигу пика испускания. Исследователи установили, что увеличение интенсивности света и температуры ускоряет процессы разрушения ИЦЗ. Учёные уверены, что полученные ими результаты не только расширяют наши знания о стабильности и особенностях деградации индоцианина зелёного, но также могут быть использованы при исследовании и других цианинов.

Подготовил Алексей Шнитко
ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ»
тел.: +7 495 605 35 07
факс: +7 495 605 39 44
a.shnitko@lab-test.ru
www.lab-test.ru